

# Folha suplementar às Instruções de Uso Cateter para Diálise Peritoneal

Edição: 06/2016  
Código: 6 957401/4

**Informação suplementar às Instruções do Cateter para Diálise Peritoneal:**  
**Cateter Tenckoff 419 (5019721)**  
**Cateter Swan-Neck 416 (5019711)**  
**Cateter Tenckoff 180 (5019901)**  
**Cateter Tenckoff 210 infantil (5019631)**  
**Cateter Tenckoff 516 adulto (5019651)**

Cateter

## **PROIBIDO REPROCESSAR**

### **Importado e Distribuído por:**

Fresenius Medical Care Ltda.








Rua Amoreira, 891, Roseira.

Jaguariúna/SP - CEP: 13917-472

Responsável Técnico: Wagner Hirata / CRF-SP: 23.795

Registro ANVISA nº: 10322390007

SAC: 0800-0123434

	Data de validade	<b>STERILE EO</b>	Estéril: esterilizado por óxido de etileno
<b>LOT</b>	Lote		Consultar as instruções de utilização
	Data de fabrico	<b>REF</b>	Número de referência
	Unidades		Uso único
 +5°C / +30°C	Temperatura de armazenagem		Sem látex

### Indicação

O campo de aplicação é a diálise peritoneal. Colocação de um cateter peritoneal para diálise peritoneal.

### Contraindicações

São aplicáveis as contraindicações usualmente documentadas para a diálise peritoneal. Os cateteres peritoneais fornecidos pela Fresenius Medical Care não devem ser utilizados para outros fins que os indicados. Os pacientes hiper sensíveis ao ETO podem, em raras circunstâncias, apresentar uma reação alérgica.

### Potenciais complicações

Sépsis, hemorragia peritoneal, peritonites, ileus, hérnia, problemas de drenagem devido a mau posicionamento do cateter, infeção do túnel e do orifício de saída, fuga interna ou externa, perfuração intestinal, hematomas e hemorragias subcutâneas, lesão visceral abdominal.



### Materials

Cateter: Silicone, Poliéster. Outros componentes: PVDF, Pebax. Todos os componentes são isentos de látex e esterilizados a ETO.

### Especificação

Descrição dos componentes:

- (a) Cateter: Material de silicone com tira radiopaca (com 1 ou 2 cuffs)  
Tipos: cateter padrão: Ø interior 2,6 mm; Ø exterior 4,9 mm  
cateter fast flow: Ø interior 3,2 mm; Ø exterior 5,49 mm  
Cateter Tenckhoff Pediátrico Reto 180: Ø interior 1,6/2,6 mm;  
Ø exterior 4,0/4,9 mm
- (b) Adaptador de cateter (Luer-Lock): conecta à Extensão de Cateter *stay•safe*® Luer-Lock
- (c) Cápsula de fecho: Para fechar o adaptador de cateter
- (d) Dispositivo aparafusador Luer-Lock: Para facilitar o aperto



## Precauções:

- Os procedimentos descritos nestas instruções não representam todos os protocolos clinicamente aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência e decisão do médico responsável.
- O cateter só deve ser introduzido e removido por um médico especialista qualificado ou outro prestador de cuidados de saúde autorizado e sob a direção do médico responsável.
- Cumprir sempre a técnica asséptica.
- Não apertar demasiado as conexões ao cateter:
  - Para montagem do cateter com o adaptador de cateter Luer-Lock, por favor consultar as instruções de utilização relevantes.
  - Usar somente fórceps lisos para clampar. Evitar clampar perto do adaptador.
- Tomar precaução aquando a utilização de utensílios afiados perto do cateter.
- Inspeccionar frequentemente o cateter relativamente a dobras, fragmentos, cortes, etc. que possam influenciar a sua performance.
- A Iodo Povidona com base aquosa é recomendada para o contacto com o material do cateter. No caso de alergia conhecida ao iodo, ou como uma alternativa ao procedimento com iodo, pode ser utilizado etanol a 80% para utilização médica. A utilização de outros agentes pode danificar o tubo do cateter.
- Não utilizar este kit se a embalagem estiver danificada ou tiver sido aberto anteriormente.
- Os cateteres de DP são de uso único. A reutilização pode ser nociva para o paciente e para o operador. As soluções de limpeza e os desinfetantes podem deteriorar os materiais do cateter de DP. Desse modo, a segurança e a performance da utilização não podem ser garantidas, não assumindo o fabricante qualquer responsabilidade.

## Cateter Tenckhoff Pediátrico Reto 180 com cuffs soltos

Antes da implantação, os cuffs devem ser cuidadosamente fixados ao cateter com a cola de silicone com a ref. 5019461.

- puxe ligeiramente o cateter nas duas pontas
- aplique a cola de silicone na posição desejada, coloque os cuffs em cima da cola e deixe secar por 6–8 horas.
- o cateter deve ser novamente esterilizado antes de ser utilizado

## Inserção de cateter

Existem três tipos de técnicas de implantação:

1. Inserção Cega (sem visualização direta do peritoneu)
2. Inserção Cirúrgica por laparotomia
3. Visualização Peritoneoscópica da trajectória do cateter no peritoneu

## Referências

**Técnica Cega:** Weston R. E. and Roberts: Clinical use of stylet catheter for peritoneal dialysis; Arch. Intern. Med. 115 (1965) 659; Tenckhoff H.: Chronic peritoneal dialysis. Manual Seattle University of Washington (1974) or TASAIO 14 (1968) 181

**Inserção Cirúrgica:** Twardowski Z. J. et al: Preliminary experience with the SWAN Neck peritoneal catheter; TASAIO 32 (1986) 64; Colombi A.: Straight Tenckhoff catheter implantation technique; Cont. Nephrology 57 (1987) 130; Verreet R. R. et al: The Oreopoulos Zellermann catheter. In: La Greca (ed.): Contrib. Nephrology 89 (1991) 47

**Implantação Peritoneoscópica:** Handt A. E. and Ash S. R.: Longevity of Tenckhoff catheters placed by the Vitec peritoneoscopic technique. Perspectives in PD 2 (1984) 30

## Princípios da implantação de cateter

1. O cuff escondido interno deve ser preso na musculatura da parede abdominal anterior.
2. O cuff subcutâneo externo não deve estar a mais de 2 cm do orifício de saída.
3. O orifício de saída deve estar posicionado numa posição lateral descendente.

## Montagem do cateter com o adaptador de cateter Luer-Lock

Por favor, consultar as instruções de utilização relevantes (incluídas na embalagem do cateter).

## Volumes de preenchimento (em ml)

Cateteres padrão: comprimento (em cm) multiplicado por 0,0531

Cateteres fast flow: comprimento (em cm) multiplicado por 0,0804

Cateter Tenckhoff Pediátrico Reto 180: 0,63 ml

**CE 0123**

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA  
61346 Bad Homburg, Germany  
☎ +49 6172 609-0

6957401/4 06/2016