

Isolador do Condutor de Pressão

Nome Técnico: Transdutores

Contém 1 unidade

	Uso único		Temperatura de armazenamento
	Instrução de uso do produto		Prazo de validade
	Lote		Site de Fabricação
	Data de Fabricação		uma via do fluido estéril que foi esterilizado pelo óxido de etileno
	Proteger da luz solar		Limite de umidade
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada.		

Indicação:

O Isolador do Condutor de Pressão previne a passagem de sangue à máquina de hemodiálise, permitindo apenas a passagem de ar estéril através do filtro, em casos de aumento da pressão interna. A pressão das linhas é transmitida para o monitor, auxiliando no monitoramento. Dessa forma, protege o equipamento e os pacientes da contaminação cruzada.

Modo de uso:

Isolador do Condutor de pressão é utilizado conjuntamente com as linhas de sangue (arterial e venosa) e a máquina de hemodiálise, por meio do conector luerlock. Para utilizar o produto, é necessário adaptar o dispositivo à linha de sangue por meio do conector luerlock e posteriormente, à máquina de hemodiálise da mesma maneira.

Composição:

O Isolador do Condutor de pressão é composto pelas Tampas superior e inferior constituídas de PVC (cloreto de polivinila) transparente e filtro de papel constituído de PTFE (politetrafluoretileno).

Precauções:

- (1) Utilizar o produto sob orientação da equipe médica.
- (2) Proceder o descarte adequado, conforme resíduos hospitalares infectantes, visto que o produto entra em contato com o sangue.
- (3) Realizar operação asséptica para evitar contaminação.
- (4) Não armazenar o produto sob o sol, umidade e temperatura extremas.
- (5) Verificar a embalagem antes do uso. Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Descartável, atóxico, estéril e isento de pirogênio.

PROIBIDO REPROCESSAR.

Prazo de validade: 36 meses

Não utilizar após o prazo de validade.

Fabricado por:

Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.

No.10, Juncheng Road, Eastern Area, Economic and Technological Development District, Guangzhou 510760, China

Importado e Distribuído por:

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.

Rua Amoreira, 891, Roseira,

Jaguariúna /SP - CEP: 13917-472

Responsável Técnico: Wagner Hirata – CRF/SP: 23.795

Registro ANVISA nº: 80133950121

SAC: 0800-123434

Date: 09/09/2021