



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

- Rótulo da embalagem primária (fabricante):

**Extensão para
Drenagem 7 metros**

ABRA
AQUI

Nome técnico: **Equipo**
Indicação: **Transferência do dialisado durante a Diálise Peritoneal.**
Contém 01 unidade.
"Descartável atóxico".
"Artigo médico-hospitalar de uso único".
"Proibido Reprocessar".
"Destruir após o uso".

Cód.: **F00004552**

Conectar o equipo, de maneira asséptica, ao equipo de transferência.
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Conservar em temperatura ambiente e em local protegido de umidade.
Não utilizar após o prazo de validade.
Reg. ANVISA/MS 80133950093

Registrado, Fabricado e Distribuído por:

 **FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Rev. 01

Fresenius Medical Care Ltda.
Rua Amoreira, 891 - Bairro Roseira
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
CNPJ 01.440.590/0001-36
Indústria Brasileira
Farm. Resp.: Wagner Hirata
CRF - SP 23.795
SAC: 08000 12 34 34



7 898157 458637

Data Val.:

Data Ester.:

Lote: