

PD Night Bolsas de Drenagem

REF 5019571BR

Bolsa Coletora

Composição química: polipropileno, policarbonato, cloreto de polivinila, metil metacrilato acrilonitrila butadieno estireno, polietileno de baixa intensidade.

Instruções de uso:

1. Retire o sistema da embalagem sob condições assépticas;
2. Conectar as Bolsas de Drenagem ao equipo de transferência PD Night Set e este à máquina Cicladora PD Night, seguindo sempre as mensagens do painel da máquina e as instruções do Manual de Utilização da mesma, garantindo desta forma a perfeita instalação e completa segurança;
3. Assegurar-se, ainda, de que todas as conexões estão corretamente encaixadas.

Importado e Distribuído por:

Fresenius Medical Care Ltda.
Rua Amoreira, 891, Roseira.
Jaguariúna/SP - CEP: 13917-472
Responsável Técnico: Wagner Hirata - CRF/SP: 23.795
Registro ANVISA nº: 80133959009
SAC: 0800-0123434



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**