

Extensão para drenagem

REF F00004552

Equipos

PROIBIDO REPROCESSAR

Indicação de Uso: Transferência do dialisado durante a Diálise Peritoneal.
Contém 01 unidade.

Composição química: PVC e policarbonato

Instruções de Uso: Conectar o equipo, de maneira asséptica, ao equipo de transferência.



 Fresenius Medical Care Ltda.

Rua Amoreira, 891, Roseira. Jaguariúna/SP - CEP: 13917-472

Responsável Técnico: Wagner Hirata – CRF/SP: 23.795

Registro ANVISA nº: 80133950093

SAC: 0800-0123434